

Profesjonalny tester do pomiaru jakości wody SPA i basenu chlor pH 40 tabletek Lovibond

**Producent**

Tintometer GmbH

Opis produktu

Profesjonalny tester jakości wody Lovibond Pooltester Chlorine LR/pH przeznaczony do szybkiego i precyzyjnego pomiaru poziomu wolnego chloru oraz wartości pH w wodzie basenowej i wannach SPA. Tester umożliwia wygodną kontrolę najważniejszych parametrów odpowiedzialnych za skuteczność dezynfekcji, bezpieczeństwo użytkowników oraz komfort kąpieli.

Regularna kontrola poziomu chloru i pH ma kluczowe znaczenie dla utrzymania czystej i bezpiecznej wody w jacuzzi, wannach SPA oraz basenach ogrodowych. Tester umożliwia szybki odczyt wyników poprzez porównanie barwy próbki ze skalą kolorystyczną znajdującą się na obudowie urządzenia. Zastosowane tabletki RAPID szybko rozpuszczają się w wodzie, zapewniając wygodny i sprawny pomiar.

Ergonomiczna konstrukcja testera oraz solidne pudełko transportowe sprawiają, że zestaw doskonale sprawdza się zarówno w użytku prywatnym, jak i przy regularnej kontroli parametrów wody. Renomowana marka Lovibond od lat stosowana jest w profesjonalnym badaniu jakości wody na całym świecie, gwarantując wysoką dokładność oraz niezawodność pomiarów.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Typ produktu: ręczny tester jakości wody

Model: Pooltester Chlorine LR/pH

Zastosowanie: jacuzzi, wanny SPA, baseny ogrodowe

Pomiar: wolny chlor oraz pH

Zakres pomiaru chloru: 0.1–3.0 mg/l Cl₂

Zakres pomiaru pH: 6.8–8.2



Metoda pomiaru: kolorymetryczna

Rodzaj odczynników: tabletki testowe RAPID

Liczba tabletek w zestawie: 40 sztuk

DPD No.1 Rapid: 20 tabletek

Phenol Red Rapid: 20 tabletek

Pojemnik pomiarowy: tak

Odczyt wyników: wizualny, porównanie ze skalą barw

Przeznaczenie: wanny ogrodowe SPA, baseny ogrodowe

Forma testu: ręczny tester kolorymetryczny

Producent: Lovibond

SPOSÓB UŻYCIA:

Otwórz pokrywę testera i dokładnie wypłucz komory badaną wodą.

Napełnij komory wodą z basenu lub wanny SPA.

Dodaj jedną tabletkę DPD No.1 Rapid do komory chloru oraz jedną tabletkę Phenol Red Rapid do komory pH.

Poczekaj do całkowitego rozpuszczenia tabletek.

Porównaj uzyskany kolor próbki ze skalą znajdującą się na testerze.

Odczytaj poziom wolnego chloru oraz wartość pH wody.